


Produkt-Beschreibung von WH1 weiße Farbe 45 gsm sterile chirurgische Verwendung SMS  
Non Woven Fabric

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel              | WH1 weiße Farbe 45 gsm sterile chirurgische Verwendung SMS Vliesstoff                                                                                                                                                                                                     |
| Rohmaterial          | <a href="#">Polypropylen</a>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nonwoven-Technologie | Spunbond + Meltblown + Spunbond (SMS)                                                                                                                                                                                                                                     |
| Klasse               | Eine Note                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Punktirtes Design    | Sesam-Punkt                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Farben               | WH1                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Standardbreite       | 3.2M, könnte in kleine Breite geschnitten werden                                                                                                                                                                                                                          |
| Behandlung           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umweltfreundlich</li> <li>- Harmlos, antibakteriell</li> <li>- Starke Stärke und Verlängerung, weich, geringes Gewicht, ungiftig</li> <li>- Ausgezeichnete Luftdurchlässigkeit, <a href="#">wasserabweisend</a>, etc.</li> </ul> |
| Anwendungen          | Medizinisches / hygienisches medizinisches Einwegprodukt, <a href="#">steril chirurgisch</a> , etc.                                                                                                                                                                       |

| Eigentum            | Einheit                | Durchschnittlich | Methode       |
|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| Basisgewicht        | GSM                    | 45.04            | ASTM D3776    |
| MD-Zugfestigkeit    | N / 5cm                | 109.43           | ASTM D5035-95 |
| CD-Zugfestigkeit    | N / 5cm                | 54.43            | ASTM D5035-95 |
| MD Dehnung          | %                      | 113.07           | ASTM D5035-95 |
| CD-Verlängerung     | %                      | 85.83            | ASTM D5035-95 |
| Hydro Kopf          | cm H <sub>2</sub> O    | 53               | IST 80.6      |
| Luftdurchlässigkeit | L / m <sup>2</sup> · S | 195,99           | ASTM D737-75  |


Produkt-Show von weißer Farbe WH1 45 gsm steriler chirurgischer Gebrauch Gewebe nicht  
SMS




The image displays two sheets of nonwoven fabric. The top sheet is light-colored with a pattern of small, dark, circular perforations. The bottom sheet is dark-colored with a similar pattern of small, light-colored circular perforations. The two sheets are partially overlapping, with the light sheet on top and the dark sheet on the bottom. The background is a solid dark color.

[www.nonwovenproductsulipper.com](http://www.nonwovenproductsulipper.com)

[www.guidenonwoven.com](http://www.guidenonwoven.com)



Produkt Verpackung und Versand von WH1 Weiße Farbe 45 gsm sterile  
chirurgische Verwendung SMS Non Woven Fabric



## FAQ von WH1 weiße Farbe 45 gsm sterile chirurgische Verwendung SMS Vliesstoff

| Frage                                | Antworten                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q1: Haben Sie es auf Lager?          | A1: Ja, wir haben.                                                                                                                                                                                                         |
| Q2: Was ist Ihr MOQ?                 | A2: angepasst: 1ton                                                                                                                                                                                                        |
| Q3: Wie kann ich die Probe erhalten? | A3: Wenn Sie Probe zum Test benötigen, können wir es nach Ihrer Anfrage machen. Aber wir müssen Beispielgebühren verlangen. Wenn es unser reguläres Produkt auf Lager ist, zahlen Sie nur Frachtkosten und Probe ist frei. |
| Q4: Was ist Ihr Paket Detail?        | A4: einzeln verpackt für jeden PC oder Kundenanforderungen                                                                                                                                                                 |

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F5: Was soll ich tun, wenn ich auf Ihrer Website nicht finde, wonach ich suche? | A5: Bitte zögern Sie nicht, uns per E-Mail zu kontaktieren und senden Sie detaillierte Informationen für das Produkt, das Sie suchen. Wir werden prüfen, ob es verfügbar ist.                                                                                           |
| Q6: Was ist mit Vorlaufzeit für die Massenproduktion?                           | A6: Ehrlich gesagt hängt es von der Bestellmenge und der Jahreszeit ab, die Sie bestellen. Im Allgemeinen beträgt die Vorlaufzeit ca. 2-4 Wochen. Wir empfehlen daher, die Anfrage so früh wie möglich zu starten.                                                      |
| Q7: Ist es in Ordnung, Kunden eigenen Markennamen zu machen?                    | A7: Sicher. Wir begrüßen die OEM-Kunden herzlich. Wir können das Paket, Design usw. besprechen.                                                                                                                                                                         |
| Q8: Wann kann ich den Preis bekommen?                                           | A8: Normalerweise geben wir innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt Ihrer Anfrage Details an. Wenn Sie den Preis sehr dringend benötigen, rufen Sie uns bitte an oder teilen Sie uns dies in Ihrer E-Mail mit, damit wir Ihnen den Preis so schnell wie möglich mitteilen. |