

Descripción de producto de la tela no tejida hidrofóbica grabada en relieve de los PP Spunbond HB-07A para médico disponible

ít.	HB-07A tela no tejida hidrofóbica grabada en relieve de los PP Spunbond para disponible médico
Materia prima	Polipropileno
Tecnología no tejida	hilado
Grado	Una nota
Diseño punteado	Punto de sésamo
Colores	blanco
Ancho estándar	3.2M, podría ser cortado en pequeño ancho
Características:	<ul style="list-style-type: none"> · Hecho de polipropileno 100% virgen. · Buena fuerza y elongación · Sensación suave, no textil, ecológico y reciclable. · Antibacteriano, hidrofílico.
Aplicaciones	<p>Delgado (Gram & lt; 25gsm): toallas sanitarias, toallas sanitarias, pañales para bebés, prevención de fugas laterales y respaldo para pantalones de incontinencia para adultos.</p> <p>Medio (Gram 25 ~ 55gsm): paño y máscara quirúrgicos médicos, paño de cobertura, ropa de trabajo industrial, ropa de protección.</p> <p>Grueso (Gram & gt; 55gsm): materiales de filtro de líquidos y gases, filtrado de aguas residuales industriales, limpieza de contaminación de hidrocarburos marinos, paños industriales, materiales de alta absorción de petróleo</p>

Demostración del producto de la tela no tejida hidrofóbica grabada en relieve de los PP Spunbond HB-07A para el disponible médico

[Fabricante de polipropileno no tejido](#)



www.nonwovenproductsulipper.com

A close-up, grayscale photograph of a nonwoven fabric. The texture is highly detailed, showing a dense, fibrous structure with many small, dark spots and fibers. The lighting is even, highlighting the intricate patterns of the material.

www.nonwovenproductsulipper.com



Aplicaciones de HB-07A no tejida hidrofóbica PP Spunbond no tejido para médico desechable

[Spunbond no tejido al por mayor](http://www.nonwovenproductsulipper.com)



Disposable Underwear



Nonwoven Shoes Cover



Protective Clothing



Nonwoven Pillow bag



Nonwoven Bed Sheet



Face Mask



Medical Wrapping



Disposable Bouffant Cap



Nonwoven Sleeve

Empaquetado y envío del producto de HB-07A tela no tejida de Spunbond hidrofóbica gofrada en relieve para desechables médicos

[Empresa de materiales no tejidos PP](#)



Empaquetado y envío del producto de HB-07A tela no tejida de Spunbond hidrofóbica gofrada en relieve para desechables médicos

GUANGZHOU JUNQIAN NO TEJIDO CO., LTD. es una empresa ubicada en la ciudad de Guangzhou, provincia de Guangdong, con una superficie de 58500 metros cuadrados. Al mismo tiempo, es propietaria de su empresa de ventas especiales - FOSHAN GUIDE TEXTIL CO., LTD., que se encuentra en la ciudad de foshan. Estamos comprometidos en la fabricación y venta de telas no tejidas y productos relacionados no tejidos, desde 2005. Hasta ahora, tenemos un equipo de ventas profesional de élite, varios no tejidos avanzados. Líneas de producción con un ancho de 1.6M, 1.9M, 2.1M, 2.5M, 3.2M, etc. Nuestros productos se venden bien tanto a nivel nacional como en mercados de ultramar, ampliamente utilizados en áreas de agricultura y jardinería, medicina e higiene,

cuidado personal y belleza,
Aplicación industrial, embalaje y envoltura, cimientos y construcción, hoteles y restaurantes, protección laboral y hogar, decoración, etc. Los productos de venta en caliente son de tela no tejida pp (polipropileno), tela no tejida para mascotas (poliéster), Tela no tejida sms, tela no tejida elástica, material de envoltura floral, ropa interior desechable, sábana desechable, tela de control de malezas, mantel desechable, bolsa de protección de frutas.

Contamos con un estricto sistema de gestión de calidad, y equipado con prueba profesional no tejido. Nuestros productos cumplen con varios de normas y posee varios de certificados e informes, tales como SGS, MSDS, BUREAU VERITAS, CE, Nemko, TÜV Rheinland, ATC, CTI, etc. Podemos diseñar y producir de acuerdo con los requisitos y especificaciones del cliente, Dependiendo de la avanzada tecnología y excelente gestión. Confiando en la confianza de muchos clientes, también ofrecemos Servicios de consultante y agencia sobre productos no tejidos. Con el principio de negocio de "Calidad Primero, Reputación Construye Futuro ", seguimos trabajando con diligencia y excelencia, para mejorar las habilidades competitivas de marketing y finalmente lograr objetivo de la empresa.



Empaquetado y envío del producto de HB-07A tela no tejida de Spunbond hidrofóbica gofrada en relieve para desechables médicos



Packed in rolls,
with 2 " or 3 "
core inside,
strong poly
bags outside



transporting the goods
to the port



loaded in container

Preguntas frecuentes sobre HB-07A tela no tejida de Spunbond hidrofóbica con relieve en relieve para uso médico desechable

Pregunta	Responder
Q1: ¿Lo tienes en stock?	A1: Sí, tenemos.
Q2: ¿Cuál es tu MOQ?	A2: personalizado: 1ton
Q3: ¿Cómo puedo obtener la muestra?	A3: Si necesita una muestra para probar, podemos hacerlo según su solicitud. Pero tenemos que cobrar tasas de muestra. Si es nuestro producto regular en stock, usted solo paga el costo de flete y la muestra es gratuita.
P4: ¿Cuál es el detalle de su paquete?	A4: empaquetado individualmente para cada PC, o los requisitos del cliente

P5: ¿Qué debo hacer si no puedo encontrar lo que busco en su sitio web?	A5: No dude en contactarnos por correo electrónico y enviar información detallada del producto que busca. Comprobaremos si está disponible.
P6: ¿Qué pasa con el tiempo de espera para la producción en masa?	A6: Honestamente, depende de la cantidad del pedido y de la temporada en que realice el pedido. En términos generales, el tiempo de espera es de aproximadamente 2-4 semanas. Por lo tanto, le sugerimos que comience la consulta lo antes posible.
P7: ¿Está bien hacer la marca del cliente?	A7: Claro. Damos una calurosa bienvenida a los clientes OEM. Podemos discutir el paquete, diseño, etc.
Q8: ¿Cuándo puedo obtener el precio?	A8: por lo general, cotizamos dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de los detalles de su consulta. Si es muy urgente obtener el precio, llámenos o díganoslo en su correo electrónico para que podamos cotizar el precio lo antes posible.