

## Descripción del producto de Tela no tejida de dos componentes para aplicaciones médicas y de restaurantes JQht7050-w2-90

ít.	<a href="#">Tela no tejida de poliéster de dos componentes</a> Para aplicaciones médicas y de restaurantes JQht7050-w2-90
Materia prima	Dos componentes
Técnica no tejida	Spunbond
Grado	Una nota
Diseño	Llanura
Colores	Color blanco
Ancho estándar	2,2 m, se puede cortar en un ancho pequeño
Peso	como petición están disponibles
Característica	No tóxico, no irritante, estabilidad del producto, alta resistencia
Aplicaciones	Es ampliamente utilizado en abrigos quirúrgicos, <a href="#">máscaras faciales</a> ; compresas sanitarias para mujeres, pañales para bebés, mástiles para adultos, trajes y monos protectores, parachoques agrícola, geotextiles, cables y aislantes de motores, separadores de baterías, <a href="#">materiales de embalaje</a> , forros de prendas de vestir, tela, material impermeable, etc.

Show de productos de tela no tejida de dos componentes para aplicaciones médicas y de restaurantes JQht7050-w2-90

A close-up photograph showing two layers of nonwoven fabric. The top layer is a light-colored, fibrous material with a scalloped or wavy edge. The bottom layer is a darker, more textured nonwoven fabric. The image is in grayscale.

[www.nonwovenproductsulipper.com](http://www.nonwovenproductsulipper.com)

[www.guldenonwoven.com](http://www.guldenonwoven.com)

A close-up photograph showing several layers of nonwoven fabric. The top layer is a smooth, light-colored material. Below it, there are several layers of a more fibrous, textured material, likely a filter or separator. The layers are slightly offset, creating a stepped appearance. The background is a dark, textured surface.

[www.nonwovenproductsulipper.com](http://www.nonwovenproductsulipper.com)

[www.guidenonwoven.com](http://www.guidenonwoven.com)



Empaquetado y envío de productos de tela no tejida de dos componentes para aplicaciones médicas y de restaurantes JQht7050-w2-90



Packed in rolls,  
with 2 " or 3 "  
core inside,  
strong poly  
bags outside



transporting the goods  
to the port



loaded in container

## Preguntas frecuentes de tela no tejida de dos componentes para aplicaciones médicas y de restaurantes JQht7050-w2-90

Pregunta	Responder
Q1: ¿lo tienes en stock?	A1: Sí, tenemos.
Q2: ¿Cuál es tu MOQ?	A2: personalizado: 5 toneladas
Q3: ¿cómo puedo obtener la muestra?	A3: si necesita una muestra para probar, podemos hacerlo según su solicitud. Pero tenemos que cobrar tarifas de muestra. Si es nuestro producto habitual en stock, solo paga el costo del flete y la muestra es gratuita.
P4: ¿Cuál es el detalle de su paquete?	A4: embalado individualmente para cada PC, o los requisitos del cliente

P5: ¿Qué debo hacer si no puedo encontrar lo que busco en su sitio web?	A5: siéntase libre de contactarnos por correo electrónico y enviar información detallada del producto que busca. Comprobaremos si está disponible.
Q6: ¿qué pasa con el tiempo de entrega para la producción en masa?	A6: Honestamente, depende de la cantidad de la orden y la temporada en que pones la orden. En términos generales, el tiempo de entrega es de aproximadamente 3-6 semanas. Por lo tanto, le sugerimos que inicie la consulta lo antes posible.
P7: ¿Está bien hacer la propia marca del cliente?	A7: Claro. Damos una calurosa bienvenida a los clientes OEM. Podemos discutir el paquete, diseño, etc.
P8: ¿Cuándo puedo obtener el precio?	A8: por lo general citamos dentro de las 24 horas después de que recibimos su información de consulta. Si usted es muy urgente para obtener el precio, llámenos o díganos en su correo electrónico para que le coticemos el precio lo antes posible.