

Descrizione del prodotto del tessuto non trattato di impermeabilizzazione SMS pp per gli abiti chirurgici

Articolo	Impermeabilizzazione <a href="#">Tessuto non tessuto SMS PP</a> Per camici chirurgici
Materiale grezzo	<a href="#">polipropilene</a> Materiale
Tecnologia non tessuta	spunbond + meltblown + spunbond (SMS)
Grado	Un voto
Design punteggiato	Punto sesamo
Colori	GRANDE#
Larghezza standard	3,2 m, potrebbe essere tagliato in piccola larghezza
Trattamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecologico</li> <li>- innocuo, antibatterico</li> <li>- Forte resistenza e allungamento, morbido, leggero, non tossico</li> <li>- Eccellente proprietà dell'aria attraverso, <a href="#">idrorepellente</a>, eccetera.</li> </ul>
applicazioni	<p>Campo medico: maschera facciale; Camice chirurgico, indumenti protettivi, copertura operativa, cappuccio, copriscarpe, lenzuolo ecc.</p> <p>Famiglia: pulire, pulire con un panno, asciugamano compresso, pannolino per bambini</p> <p>Industria: abiti da lavoro per laboratorio, substrato in pelle PVC, ecc.</p>


Proprietà	Unità	Media	Metodo
Peso base	gsm	34.32	ASTM D3776
Resistenza alla trazione MD	N / 5cm	79.87	ASTM D5035-95
Resistenza alla trazione del CD	N / 5cm	31.73	ASTM D5035-95
MD Allungamento	%	80.37	ASTM D5035-95
Allungamento CD	%	76.10	ASTM D5035-95
Hydro Head	cm H <sub>2</sub> O	36	TST 80.6
Permeabilità all'aria	L / m <sup>2</sup> · S	197,18	ASTM D737-75

Manifestazione del prodotto del tessuto non trattato di impermeabilizzazione SMS pp per gli abiti chirurgici



[www.nonwovenproductsulipper.com](http://www.nonwovenproductsulipper.com)

[www.guidenonwoven.com](http://www.guidenonwoven.com)



Imballaggio del prodotto e spedizione del tessuto non trattato SMS di impermeabilizzazione di acqua per i camici chirurgici



Packed in rolls,  
with 2 " or 3 "  
core inside,  
strong poly  
bags outside



transporting the goods  
to the port



loaded in container

## FAQ del tessuto non trattato di impermeabilizzazione SMS dei pp per le camice chirurgiche

Domanda	Risposta
Q1: ce l'hai in magazzino?	A1: Sì, abbiamo.
Q2: qual è il tuo MOQ?	A2: personalizzato: 1ton
Q3: come posso ottenere il campione?	A3: se avete bisogno di campione da testare, possiamo farlo secondo la vostra richiesta. Ma dobbiamo caricare le tasse del campione. Se è il nostro prodotto normale in magazzino, si paga solo il costo del trasporto e il campione è gratuito.
Q4: qual è il dettaglio del pacchetto?	A4: confezionato singolarmente per ogni pc o per esigenze del cliente

Q5: cosa devo fare se non riesco a trovare quello che sto cercando sul tuo sito web?	A5: non esitate a contattarci via e-mail e inviare informazioni dettagliate per il prodotto che cerchi. Verificheremo se è disponibile.
Q6: per quanto riguarda i tempi di consegna per la produzione di massa?	A6: Onestamente, dipende dalla quantità dell'ordine e dalla stagione in cui si effettua l'ordine. In generale, il tempo di consegna è di circa 2-4 settimane. Quindi ti suggeriamo di avviare la richiesta il prima possibile.
Q7: Va bene fare il nome del marchio del cliente?	A7: certo. Accogliamo calorosamente i clienti OEM. Possiamo discutere del pacchetto, del design, ecc.
Q8: quando posso ottenere il prezzo?	A8: di solito citiamo entro 24 ore dopo aver ottenuto i dettagli della vostra inchiesta. Se sei molto urgente per ottenere il prezzo, ti preghiamo di chiamarci o di dircelo nella tua email in modo tale da quotare il prezzo il prima possibile.