

Descrição do produto de Atacado GTHY-WH1-SMS 45 gsm Polipropileno SMS Tecido Não Tecido Para Envoltório Não Tecido Cirúrgico Esterilização

| | |
|-----------------------|---|
| Item | Tela não tecida por atacado do polipropileno SMS de GTHY-WH1- SMS 45 g / M para Envoltório não tecido cirúrgico da esterilização |
| Matéria-prima | Polipropileno |
| Tecnologia Não Tecida | spunbond + meltblown + spunbond [SMS] |
| Grau | Uma série |
| Design pontilhado | Ponto de gergelim |
| Cores | WH1 |
| Largura Padrão | 3,2 M, poderia ser cortado em pequena largura |
| Tratamento | <ul style="list-style-type: none"> - Eco-friendly - Inofensivo, antibacteriano - forte resistência e alongamento, macio, peso leve, não-tóxico - Excelente propriedade do ar através, repelente de água, etc. |
| Aplicações | Médico / higiene produto médico descartável cirúrgica estéril, etc. |

| Propriedade | Unidade | Média | Método |
|----------------------------|------------------------|--------|---------------|
| Peso base | gsm | 45,04 | ASTM D3776 |
| Resistência à Tração MD | N / 5cm | 109,43 | ASTM D5035-95 |
| Resistência à Tração de CD | N / 5cm | 54,43 | ASTM D5035-95 |
| Alongamento MD | % | 113,07 | ASTM D5035-95 |
| Elongação de CD | % | 85,83 | ASTM D5035-95 |
| Cabeça hidráulica | cm H ₂ O | 53 | IST 80.6 |
| Permeabilidade do ar | L / m ² . S | 195,99 | ASTM D737-75 |

Mostra do produto da tela não tecida por atacado da tela do polipropileno SMS de GTHY-WH1- SMS 45 para o envoltório não tecido cirúrgico da esterilização



www.nonwovenproductsulipper.com



www.nonwovenproductsulipper.com



Embalagem e transporte do produto da tela não tecida por atacado cirúrgica da esterilização do polipropileno SMS de GTHY-WH1- SMS 45 g / M para o envoltório não tecido cirúrgico da esterilização



Packed in rolls,
with 2 " or 3 "
core inside,
strong poly
bags outside



transporting the goods
to the port



loaded in container

FAQ da tela não tecida por atacado do polipropileno SMS do GTHY-WH1- SMS 45 para o envoltório não tecido cirúrgico da esterilização

| Questão | Resposta |
|-------------------------------------|---|
| Q1: você tem isso em estoque? | A1: sim, nós temos. |
| Q2: qual é o seu MOQ? | A2: personalizado: 1ton |
| Q3: como posso obter a amostra? | A3: se você precisar de amostra para testar, nós podemos fazer isso como por seu pedido. Mas precisamos cobrar taxas de amostra. Se é nosso produto regular no estoque, você apenas paga o custo do frete e a amostra está livre. |
| Q4: qual é o seu detalhe do pacote? | A4: embalado individualmente para cada pcs, ou requisitos do cliente |

| | |
|--|--|
| P5: O que devo fazer se não conseguir encontrar o que estou procurando em seu website? | A5: Por favor, não hesite em contactar-nos por e-mail e enviar informações detalhadas para o produto que você procurar. Vamos verificar se ele está disponível. |
| Q6: o que acontece com o tempo de espera para a produção em massa? | A6: Honestamente, depende da quantidade da ordem e da temporada você coloca a ordem. De um modo geral, o prazo de entrega é de cerca de 2-4 semanas. Portanto, sugerimos que você inicie a consulta o mais cedo possível. |
| Q7: está tudo certo para fazer marca própria do cliente? | A7: Claro. Saudamos calorosamente os clientes OEM. Podemos discutir o pacote, design, etc. |
| Q8: quando posso obter o preço? | A8: Normalmente, citamos no prazo de 24 horas após recebermos os detalhes da sua consulta. Se você é muito urgente para obter o preço, por favor, ligue-nos ou diga-nos em seu e-mail para que possamos citar o seu preço o mais rapidamente possível. |