



Описание продукта Anti-blood одноразового SMS нетканого материала для постельного белья в больнице

|                    |   |
|--------------------|---|
| Пункт              | Anti-blood Одноразовый SMS Нетканый материал для постельного белья в больнице   |
| Сырье              | Полипропиленовый материал   |
| Нетканая техника   | spunbond + расплавленный + спанбонд (SMS)   |
| класс              | Оценка  |
| Пунктирный дизайн  | Кунжут  |
| Цвета              | светло-синий  |
| Стандартная ширина | 3.2М, можно разрезать на меньшую ширину   |
| лечение            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Экологичный</li> <li>- Безвредный, антибактериальный</li> <li>- Сильная прочность и удлинение, мягкость, малый вес, нетоксичность</li> <li>- Отличное свойство воздуха через, водоотталкивающее и т. Д.</li> </ul>   |
| Приложения         | <p>Тонкий (Gram &amp; lt; 25 г / м2): гигиенические салфетки, гигиенические прокладки, <a href="#">детские подгузники</a>, предотвращая боковую утечку и поддержку для взрослых брюк для недержания.</p> <p>Средний (грамм 25 ~ 55 г / м2): <a href="#">медицинская хирургическая ткань</a> и маска, обложка, <a href="#">промышленная рабочая одежда</a>, защитная одежда.</p> <p>Толстый (грамм &amp; gt; 55 г / м2): жидкие и газовые фильтрующие материалы, фильтрация промышленных сточных вод, очистка от загрязнения морской нефтью, промышленная ткань, материалы с высоким поглощением масла</p> |


Товарный показ анти-крови одноразового SMS нетканого материала для постельного белья в больнице



[www.nonwovenproductsulipper.com](http://www.nonwovenproductsulipper.com)



[www.nonwovenproductsulipper.com](http://www.nonwovenproductsulipper.com)



[www.nonwovenproductsulipper.com](http://www.nonwovenproductsulipper.com)

Упаковка и доставка продуктов Anti-Blood одноразового SMS нетканого материала для постельного белья в больнице



Packed in rolls,  
with 2 " or 3 "  
core inside,  
strong poly  
bags outside



transporting the goods  
to the port



loaded in container

## Часто задаваемые вопросы об одноразовом нетканом SMS для постельного белья в больнице

| Вопрос                           | Ответ   |
|----------------------------------|---|
| Q1: У вас есть это на складе?    | A1: Да, у нас есть.   |
| Q2: Каково ваше MOQ?             | A2: настроено: 1тон   |
| Q3: Как я могу получить образец? | A3: Если вам нужен образец для тестирования, мы можем сделать его согласно вашему запросу. Но нам нужно взять плату за образец. Если это наш обычный товар на складе, вы просто платите стоимость фрахта, а образец бесплатный. |
| Q4: Какова ваша деталь пакета?   | A4: индивидуально упакованные для каждого ПК или требования заказчика   |

|  |   |
|--|---|
| Q5: Что мне делать, если я не могу найти то, что ищу на вашем сайте? | A5: Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам по электронной почте и отправлять подробную информацию о продукте, который вы ищете. Мы проверим, доступен ли он.   |
| Q6: Как насчет времени для массового производства?                   | A6: Честно говоря, это зависит от количества заказа и сезона, в котором вы размещаете заказ. Вообще говоря, время выполнения составляет около 2-4 недель. Поэтому мы предлагаем начать запрос как можно раньше.                               |
| Q7: Можно ли создавать собственный бренд клиента?                    | A7: Конечно. Мы тепло приветствуем OEM-клиентов. Мы можем обсудить пакет, дизайн и т. Д.  |
| Q8: Когда я могу получить цену?                                      | A8: Обычно мы указываем в течение 24 часов после получения подробной информации о вашем запросе. Если вам очень срочно получить цену, позвоните нам или сообщите нам по электронной почте, чтобы мы как можно скорее процитировали вашу цену. |